



hygienicDES FORTE

Plošná a rýchla dezinfekcia



Názov produktu
Oblasť produktu

hygienicDES FORTE
Dezinfekcia

Popis produktu

Na čistenie a dezinfekciu povrchov.

Jednotka na balenie

6 x 0,9 kg systémová fľaša


Art.-č. 4460101908

Hodnota pH

neutrálna

Použitie | Oblasť použitia

Oblasť použitia podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch: Čistenie a dezinfekcia povrchov, ktoré nie sú citlivé na alkohol. Oblasť použitia podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach: Čistenie a dezinfekcia povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok. Použitie: Povrchy navlhčíte pomocou hygienicDES FORTE a nechajte pôsobiť.



Tabuľka účinnosti

| | | |
|--|---|----------------------|
| Dezinfekcia plôch s mechanikou: baktéricídny, levurocídny účinok | VAH/ÖGHMP EN 13624 EN 13727 EN 16615 | 1 min ^{*1} |
| Mykobaktericídny | EN 14348 | 1 min ^{*2} |
| Obmedzene virucídny | EN 14476 (MVA) | 1 min ^{*3} |
| Obmedzene virucídny PLUS | EN 14476 (adenovírus, norovírus) | 3 min ^{*4} |
| Rotavírus | EN 14476 | 30 sek ^{*4} |
| Vírus vakcínie (MVA) | EN 16777 | 1 min ^{*3} |
| Adenovírus | EN 16777 | 5 min ^{*4} |
| Norovírus (MNV) | EN 16777 | 5 min ^{*4} |

Všetky skúšky pri izbovej teplote.

Dezinfekcia

hygienicDES FORTE

Plošná a rýchla dezinfekcia

- *1 overené pri vysokom zafažení v oblasti medicíny
- *2 overené pri nízkom zafažení v oblasti medicíny
- *3 overené pri vysokom zafažení
- *4 overené pri nízkom zafažení

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. **Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie produktu.** Udržiavajte mimo dosahu detí. Uchovávajte dobre uzatvorené. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia — Zákaz fajčenia.

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote.

Odporúčanie produktu

Na povrchy citlivé na alkohol odporúčame produkt hygienicPLUS.

Predajná jednotka

Kus

Europaleta

342 kusov